



Nebula
Bio Imaging System

New Line up

Nebula
ユニバーサルマルチセグメント
LED 照明装置

SunFlower

実体顕微鏡で無影照明を可能にする LED 照明装置です。



ダブルアーム照明



リング照明



ダブルアーム+リング照明



SunFlower 照明



製品特徴

- ・ 擬球曲面を作る 12+1 の個別にコントロール可能な LED セグメント
- ・ LED セグメントの拡散板は、影を最小にします
- ・ 6 つのアームは、全方向からサンプルを照射する光の角度を調整可能
- ・ 全照明レンジで一定の色温度
- ・ 低消費電力、20000 時間の LED 寿命



注意： 対物レンズの外径が 69 mm までの実体顕微鏡に使用可能

www.digitalmicrosystems.co.jp

販売元

株式会社デジタルマイクロシステムズ

603-8167 京都市北区小山西大野町82-2

Tel: 075-417-3311 Fax: 075-432-3116

sales@digitalmicrosystems.co.jp

販売店

